

Инструкция

за настройка на баркод принтер Intermec PC43t

за печат на етикети за лекарства с аптечна складова система

PharmaStar

Дата: 24.10.2013

Съдържание:

1. Свързване.....	1
2. Вътрешни настройки на принтера:	2
3. Настройки на принтера в Контролен Панел на Windows:.....	3
4. Настройка на PharmaStar	4

1. Свързване


Свържете към USB и инсталирайте принтера следвайки инструкциите на производителя.

ЗАБЕЛЕЖКА:







Ако вътрешните настройки на принтера не са настроени или са били върнати ръчно в състояние по подразбиране - изпълнете стъпка 2, в противен случай преминете към стъпка 3.

2. Вътрешни настройки на принтера:

- Инсталирайте програмата *Intermec PrintSet 5* от диска към принтера и го добавете в списъка с принтери.
- Направете следните настройки според размера на етикетите:



3. Настройки на принтера в Контролен Панел на Windows:



4. Настройка на PharmaStar

От меню **Номенклатури-Параметри-Периферия** се избират следните настройки:

Настройка	Значение
БАРКОД ПРИНТЕР	
#Тип	ДАТЕКС LP50 ver.2
#Текст като графика	НЕ
#Хор.отместване етикет	0
#Вер.отместване етикет	0
#Хор. старт поле баркод	0
#Вер. старт поле баркод	0
#Височина баркод	0
#Ширина на тясната линия	0
#Хор. старт текст 1 ред	0
#Вер. старт текст 1 ред	0
#Хор. старт текст 2 ред	0
#Вер. старт текст 2 ред	0
#Име принтер	Intermec PC43t (203 dpi) - D
#Шаблон	Intermec_PC43t_USB.prn
#Порт	WINDOWS DRIVER
#Макс.дължина артикул	0
#Размер на шрифта	0
Печат цена	ДА
Печат код НЗОК	ДА
Подразбирамо се количество	ДА
Име фирма	
#DOS кирилица (Датекс)	НЕ
#Шрифт (Argox)	
Брой етикети в пакет (Argox)	0
Брой етикети на ред (Argox)	0
Отместване на следващ етикет (Argox)	0